



## HLR-dockor och andningsmasker

<p><b>Ambu Man C (torso)</b></p> 	<p>Ambu Man är en övningsdocka i vuxenstorlek som är ytterst verklighetstrogen kopia av den mänskliga anatomin, särskilt när det gäller de egenskaper som är viktiga för utbildning i modern återupplivning.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
--	--


AmbuMan går att använda som torso med möjlighet till komplettering av armar och ben för en helkroppsdocka.

Det funktionella och mekaniska övervakningsinstrumentet ("skillguide") ger omedelbart kursdeltagarna upplysning om ventilationsvolym, magupplåsning, tryckdjup över bröstkorgen och fel handställning. Går att koppla upp mot en dator och **CPR Software**. Levereras med 100 st lungor, 5 st ansikten, träningskläder och mjuk bärväska/övningsmatta.


<p><b>Ambu Man C (torso med armar)</b></p> 	<p>Ambu Man är en övningsdocka i vuxenstorlek som är ytterst verklighetstrogen kopia av den mänskliga anatomin, särskilt när det gäller de egenskaper som är viktiga för utbildning i modern återupplivning.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
---	--

AmbuMan CA levereras med armar, kan kompletteras med ben för en helkroppsdocka.


Det funktionella och mekaniska övervakningsinstrumentet ("skillguide") ger omedelbart kursdeltagarna upplysning om ventilationsvolym, magupplåsning, tryckdjup över bröstkorgen och fel handställning. Går att koppla upp mot en dator och **CPR Software**. Levereras med 100 st lungor, 5 st ansikten, träningskläder och mjuk bärväska/övningsmatta.

<p><b>Ambu Man C (helkropp)</b></p> 	<p>Ambu Man är en övningsdocka i vuxenstorlek som är ytterst verklighetstrogen kopia av den mänskliga anatomin, särskilt när det gäller de egenskaper som är viktiga för utbildning i modern återupplivning.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
---	--


Det funktionella och mekaniska övervakningsinstrumentet ("skillguide") ger omedelbart kursdeltagarna upplysning om ventilationsvolym, magupplåsning, tryckdjup över bröstkorgen och fel handställning. Går att koppla upp mot en dator och **CPR Software**. Levereras med 100 st lungor, 5 st ansikten, träningskläder och mjuk bärväska/övningsmatta.

<p><b>Ambu Baby</b></p> 	<p>Den är den yngsta medlemmen i Ambu's familj med övningsdockor och har alla de eftertraktade egenskaper samt ytterliggare egenskaper som säkerställer effektiv utbildning.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
---	--


Mycket realistisk anatomi. Blockering av luftvägen med ett skjutreglage kan simuleras av instruktören. Levereras med 100 st lungor, 5 st ansikten samt en mjuk väska.


<p><b>Ambu UniMan Torso</b></p> 	<p><b>Ambu Uniman är en prisvärd övningsdocka med alla de välkända och eftertraktade se-lyssna-känn-egenskaperna.</b></p> <p>Realistisk återgivning på bröstkompressioner och inblåsningar.</p> <p>Fungerar utmärkt för D-HLR med ZOLL AED Plus Trainer hjärtstartare.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
--	--


Eftersom Ambu UniMan är försedd med samma hygiensystem som Ambu Man kan kursdeltagarna öva sig på Uniman och därefter visa vad de lärt sig på den mer avancerade Ambu man. Uniman är försedd med en mekanisk indikator på magen som indikerar rätt tryck på utförda kompressioner över bröstkorgen. Levereras med 25 st lungor, 1 st ansikte samt en mjuk väska.

<p><b>Ambu MultiMan Torso 2 x 2</b></p> 	<p><b>Ambu Multiman är ett set bestående av 4st övningsdockor (Uniman) i ett system, som gör det möjligt att öka effektiviteten av undervisningen.</b></p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
---	--

Se-lyssna-känn-principen underlättar för kursdeltagarna att komma ihåg vad de lärt sig och tryckmätaren anger om proceduren utförs korrekt. Multiman är lätt att transportera och förvara. Multiman kan delas upp i två delar. Levereras med 100 st lungor, 4 st ansikte samt en mjuk väska.

<p><b>Ambu ResCue mask</b></p> 	<p><b>Ambu ResCue mask</b></p> <p>Masken ger skyddade inblåsningar till alla patienter (alla åldersgrupper) och kan också användas tillsammans med andningsblåsa. Masken skyddar livräddaren i en akutsituation.</p> <p>Syrgaskoppling finns som tillval.</p> <p><b>Specifikationer</b></p> <p>Ca 13.5 x 11 x 4.5</p> <p>100% latexfri.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
--	---

<p><b>Ambu ResCue mask</b></p> 	<p><b>Ambu ResCue mask</b></p> <p>Pocket-mask med eller utan backventil i ny typ av förpackning.</p> <p>Inkluderar även alkoholsudd och handskar.</p> <p>Finns i färger röd, blå, svart, grön eller vit.</p> <p>100% latexfri.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
---	--

<p><b>Ambu LifeKey</b></p> 	<p><b>Ambu LifeKey</b></p> <p>Andningsskydd med backventil. Skyddet fästs genom att spänna skyddet runt patientens öron. Finns i färgerna svart, grön, röd, blå, orange eller gul.</p> <p>Kan beställas med eget tryck (minsta beställning är 250 st)</p> <p>100% latexfri.</p> <p><b>Kontakta oss för pris</b></p>
--	---